

using System.Collections.Generic; // Importa la biblioteca para manejar colecciones genéricas como listas y diccionarios.

using UnityEngine; // Importa la biblioteca de Unity para la manipulación de componentes y objetos del juego.

using Firebase.Firestore; // Importa la biblioteca de Firestore de Firebase, que permite interactuar con la base de datos en la nube.

using Firebase.Extensions; // Importa las extensiones necesarias para trabajar con Firebase y Unity.

using UnityEngine.UI; // Importa componentes de UI de Unity, como InputFields y Texts.

using System; // Importa las funciones básicas del sistema, como la fecha y hora.

using TMPro; // Importa la biblioteca de TextMeshPro, que proporciona más funcionalidades para trabajar con texto en Unity.

public class FirebaseManager : MonoBehaviour // Declara la clase FirebaseManager, que hereda de MonoBehaviour para interactuar con Unity.

{

 Firestore db; // Declara la instancia de la base de datos Firestore.

 public secuenciManager secuencia; // Declara una referencia a un objeto 'secuenciManager' (que probablemente gestiona las secuencias de ejercicios).

 public InputField inputNombre; // Referencia al InputField donde se ingresa el nombre del paciente.

 public InputField inputCedula; // Referencia al InputField donde se ingresa la cédula del paciente.

public InputField inputNota; // Referencia al InputField donde se ingresa la nota del fisioterapeuta (nuevo campo).

public Text mensajeOutput; // Referencia a un Text para mostrar mensajes de salida (como advertencias).

public GameObject Registroexitoso; // Referencia a un GameObject que representa el panel de registro exitoso.

public GameObject Registroexistente; // Referencia a un GameObject que representa el panel cuando el paciente ya está registrado.

public Text textoRegistroExitoso; // Referencia al texto que se muestra en el panel de registro exitoso.

public Text textoRegistroExistente; // Referencia al texto que se muestra en el panel cuando el paciente ya existe.

private string pacienteActivoCedula; // Almacena la cédula del paciente actualmente activo.

public GameObject panelError; // Referencia a un GameObject que muestra un panel de error.

public TextMeshProUGUI textoError; // Referencia al texto de error mostrado en el panel de error.

public Button botonReintentar; // Referencia al botón que permite reintentar una acción (por ejemplo, guardar la sesión).

public GameObject panelExito; // Referencia a un GameObject que muestra un panel de éxito.

```
public TextMeshProUGUI textoExito; // Referencia al texto de éxito mostrado en el panel de éxito.
```

```
public GameObject canvasInicio; // Referencia al Canvas principal del menú de inicio.
```

```
public GameObject canvasPaneles; // Referencia al Canvas que contiene los paneles de éxito y error.
```

```
public GameObject canvasemg; // Referencia a un Canvas relacionado con los paneles de EMG.
```

```
void Start() // Método que se ejecuta al inicio de la escena.
```

```
{
```

```
    db = FirebaseFirestore.DefaultInstance; // Inicializa la base de datos Firestore.
```

```
}
```

```
public void RegistrarPaciente() // Método que registra a un paciente en la base de datos.
```

```
{
```

```
    string nombreIngresado = inputNombre.text; // Obtiene el nombre ingresado por el usuario.
```

```
    string cedula = inputCedula.text; // Obtiene la cédula ingresada por el usuario.
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(nombreIngresado) || string.IsNullOrEmpty(cedula)) // Si alguno de los campos está vacío.
```

```

{

    mensajeOutput.text = "Por favor, complete todos los campos antes de
    registrar."; // Muestra un mensaje de error.

    return; // Sale del método si los campos no están completos.

}

DocumentReference docRef = db.Collection("pacientes").Document(cedula); //
Crea una referencia al documento del paciente con la cédula.

docRef.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task => // Obtiene los
datos del documento de Firestore de forma asincrónica.

{

    if (task.Result.Exists) // Si el paciente ya existe en la base de datos.

    {

        Dictionary<string, object> pacienteData = task.Result.ToDictionary(); //
        Convierte los datos del paciente en un diccionario.

        string nombreRegistrado = pacienteData.ContainsKey("Nombre") ?
        pacienteData["Nombre"].ToString() : "Desconocido"; // Obtiene el nombre registrado.

        pacienteActivoCedula = cedula; // Almacena la cédula del paciente activo.

        textoRegistroExistente.text = $"El paciente ha sido registrado
        anteriormente: \"{nombreRegistrado}\", ¿Desea usar este perfil?"; // Muestra un
        mensaje indicando que el paciente ya está registrado.
    }
}

```

```

        Registroexistente.SetActive(true); // Muestra el panel de registro existente.

    }

    else // Si el paciente no está registrado en la base de datos.

    {

        Dictionary<string, object> pacienteData = new Dictionary<string, object> //
        Crea un diccionario con los datos del paciente.

        {

            { "Nombre", nombreIngresado },

            { "Cedula", cedula },

            { "CreadoPor", "montesdiazdayana@gmail.com" } // Agrega el campo
            'CreadoPor' para identificar al creador.

        };

        docRef.SetAsync(pacienteData).ContinueWithOnMainThread(task => //
        Guarda los datos del paciente en Firestore de manera asincrónica.

        {

            pacienteActivoCedula = cedula; // Almacena la cédula del paciente
            activo.

            textoRegistroExitoso.text = $"El paciente \"{nombreIngresado}\" con
            número de cédula \"{cedula}\" ha sido registrado con éxito."; // Muestra un mensaje
            de éxito.

```

```
Registroexitoso.SetActive(true); // Muestra el panel de registro exitoso.
```

```
});
```

```
}
```

```
});
```

```
}
```

```
public void AlmacenarDatosTerapia(Dictionary<string, object> datosSensores) //  
Método que almacena los datos de terapia del paciente.
```

```
{
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(pacienteActivoCedula)) // Si no hay un paciente activo  
    registrado.
```

```
{
```

```
    Debug.LogError("No hay un paciente activo para almacenar la terapia."); //  
    Muestra un mensaje de error.
```

```
    return; // Sale del método.
```

```
}
```

```
    string fechaActual = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); //  
    Obtiene la fecha y hora actuales.
```

```
    string idFinal = fechaActual + " " + secuencia.tipoEjercicio + " " +  
    secuencia.ejercicios[secuencia.ejercicioActualIndex] + " " +  
    secuencia.sesionActual.ToString(); // Crea un identificador único para la sesión.
```

```
DocumentReference docRef = db.Collection("pacientes") // Obtiene una
referencia a la colección de pacientes.
```

```
.Document(pacienteActivoCedula) // Utiliza la cédula del paciente activo.
```

```
.Collection("Terapias") // Accede a la subcolección de Terapias del paciente.
```

```
.Document(idFinal); // Crea un documento con el identificador generado.
```

```
docRef.SetAsync(datosSensores).ContinueWithOnMainThread(task => //
Guarda los datos de los sensores en Firestore.
```

```
{
```

```
    if (task.IsCompleted && !task.IsFaulted) // Si la tarea se completó
correctamente.
```

```
{
```

```
    Debug.Log($"Datos almacenados correctamente en Firebase para el
paciente {pacienteActivoCedula}"); // Muestra un mensaje de éxito.
```

```
}
```

```
else // Si ocurrió un error.
```

```
{
```

```
    Debug.LogError($"Error al almacenar datos: {task.Exception}"); // Muestra
el error en la consola.
```

```
}
```

```
});
```

```
}
```

```
public void AlmacenarSesionFirebase(Dictionary<string, object>  
datosRecoleccion) // Método que almacena la sesión del paciente.
```

```
{
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(pacienteActivoCedula)) // Si no hay un paciente activo  
    registrado.
```

```
    {
```

```
        Debug.LogError("No hay un paciente activo para almacenar la sesión."); //  
        Muestra un mensaje de error.
```

```
        return; // Sale del método.
```

```
    }
```

```
    CollectionReference sesionesRef = db.Collection("pacientes") // Obtiene la  
    referencia a la colección de sesiones del paciente.
```

```
        sesionesRef.Document(pacienteActivoCedula) // Utiliza la cédula del  
    paciente activo.
```

```
        sesionesRef.Collection("Sesiones"); // Accede a la subcolección de  
    Sesiones del paciente.
```

```
        sesionesRef.GetSnapshotAsync().ContinueWithOnMainThread(task => //  
    Obtiene un snapshot de las sesiones actuales del paciente.
```

```
    {
```



```

        if (task.IsFaulted) // Si ocurrió un error.

        {

            Debug.LogError("Error al obtener las sesiones: " + task.Exception); //
            Muestra el error.

            return; // Sale del método.

        }

        int numeroDeSesiones = task.Result.Count; // Obtiene el número actual de
        sesiones almacenadas.

        int nuevaSesionNumero = numeroDeSesiones + 1; // Calcula el número de la
        nueva sesión.

        DocumentReference sesionDocRef = sesionesRef.Document("sesion " +
        nuevaSesionNumero); // Crea una referencia al documento de la nueva sesión.

        sesionDocRef.SetAsync(datosRecoleccion).ContinueWithOnMainThread(setTask =>
        // Guarda los datos de la sesión en Firestore.

        {

            if (setTask.IsCompleted && !setTask.IsFaulted) // Si la tarea se completó
            correctamente.

            {

                Debug.Log("Sesión almacenada exitosamente en Firebase para el
                paciente " + pacienteActivoCedula); // Muestra un mensaje de éxito.
            }
        }
    }
}

```

```
if (panelExito != null) // Si el panel de éxito está configurado.

{

    textoExito.text = "Sesión almacenada exitosamente en Firebase para
el paciente " + pacienteActivoCedula; // Muestra un mensaje de éxito.

    panelExito.SetActive(true); // Muestra el panel de éxito.

}

}

else // Si ocurrió un error.

{

    Debug.LogError("Error al almacenar la sesión: " + setTask.Exception); //
Muestra el error.

    if (panelError != null) // Si el panel de error está configurado.

    {

        textoError.text = "Error al almacenar la sesión: " + setTask.Exception;
// Muestra el mensaje de error.

        panelError.SetActive(true); // Muestra el panel de error.

        botonReintentar.onClick.RemoveAllListeners(); // Elimina los listeners
previos del botón de reintentar.
```

```
        botonReintentar.onClick.AddListener(() => // Agrega un listener para
reintentar guardar la sesión.
```

```
{
```

```
        secuencia.GuardarSesionCompletaEnFirebase(); // Llama a la
función para guardar la sesión nuevamente.
```

```
        panelError.SetActive(false); // Oculta el panel de error.
```

```
});
```

```
}
```

```
}
```

```
});
```

```
});
```

```
}
```

```
}
```