

```

using System.Collections;           // Proporciona interfaces y clases para colecciones

using System.Collections.Generic;    // Proporciona clases de colecciones genéricas

using TMPro;                       // Biblioteca TextMeshPro para manejo de texto UI

using UnityEngine;                  // Framework principal de Unity

using UnityEngine.UI;               // Componentes del sistema UI de Unity

using Newtonsoft.Json;              // Biblioteca JSON para serialización/deserialización

using System;                       // Funcionalidad principal de C#

using System.Linq;                  // LINQ para manipulación de colecciones


public class secuenciaManager : MonoBehaviour // Clase principal que hereda de
MonoBehaviour

{

    public string[] ejercicios;      // Array para almacenar los nombres de ejercicios


    // Paneles de animaciones tutoriales


    public GameObject PanelAnimacionesBolos; // Panel donde van las animaciones
de bolos


    public GameObject PanelAnimacionesArco; // Panel donde van las animaciones
de arco


    public GameObject AnimacionPendulo;    // Objeto de animación péndulo

```

```
public GameObject AnimacionRotacionE; // Animación de rotación escapular
```

```
public GameObject AnimacionRotacionEFI; // Animación de rotación externa en  
abducción
```

```
public GameObject AnimacionRotacionEA; // Animación de rotación externa de  
arco
```

```
public GameObject AnimacionRotacionIA; // Animación de rotación interna de arco
```

```
// Objetos de calibración
```

```
public GameObject CalibracionPendulo; // Objeto de calibración del péndulo
```

```
public GameObject CalibracionFortaEscap; // Calibración de fortalecimiento  
escapular
```

```
public GameObject CalibracionRotaAbdExt; // Calibración de rotación externa en  
abducción
```

```
public GameObject CalibracionRotaExtArco; // Calibración de rotación externa de  
arco
```

```
public GameObject CalibracionRotaIntArco; // Calibración de rotación interna de  
arco
```

```
// VARIABLES BOLOS
```

```
public TMP_InputField sesPendulo; // Campo de entrada para sesiones de  
péndulo
```

```
public TMP_InputField repPendulo; // Campo de entrada para repeticiones de  
péndulo
```

```
    public TMP_InputField sesRotacionE;    // Campo de entrada para sesiones de
rotación escapular
```

```
    public TMP_InputField repRotacionE;    // Campo de entrada para repeticiones de
rotación escapular
```

```
    public TMP_InputField sesRotacionEFI;    // Campo de entrada para sesiones de
rotación externa en abducción
```

```
    public TMP_InputField repRotacionEFI;    // Campo de entrada para repeticiones
de rotación externa en abducción
```

```
// Información de sesiones y valores de bolos
```

```
private int sesionesPendulo;    // Número de sesiones de péndulo
```

```
private int repeticionesPendulo;    // Número de repeticiones de péndulo
```

```
private int sesionesRotacionE;    // Número de sesiones de rotación escapular
```

```
private int repeticionesRotacionE;    // Número de repeticiones de rotación
escapular
```

```
private int sesionesRotacionEFI;    // Número de sesiones de rotación externa
en abducción
```

```
private int repeticionesRotacionEFI;    // Número de repeticiones de rotación
externa en abducción
```

```
// Videos de Bolos
```

```
public GameObject video0;    // Objeto para el primer video
```

```
public GameObject video1;          // Objeto para el segundo video
```

```
public GameObject video2;          // Objeto para el tercer video
```

```
// VARIABLES ARCO
```

```
public TMP_InputField sesRotacionEA; // Campo de entrada para sesiones de  
rotación externa de arco
```

```
public TMP_InputField repRotacionEA; // Campo de entrada para repeticiones  
de rotación externa de arco
```

```
public TMP_InputField sesRotacionIA; // Campo de entrada para sesiones de  
rotación interna de arco
```

```
public TMP_InputField repRotacionIA; // Campo de entrada para repeticiones de  
rotación interna de arco
```

```
// Información de sesiones y valores de arco
```

```
private int sesionesRotacionEA;      // Número de sesiones de rotación externa  
de arco
```

```
private int repeticionesRotacionEA;   // Número de repeticiones de rotación  
externa de arco
```

```
private int sesionesRotacionIA;       // Número de sesiones de rotación interna de  
arco
```

```
private int repeticionesRotacionIA;   // Número de repeticiones de rotación interna  
de arco
```

// Videos de Arco

public GameObject video3; // Objeto para el cuarto video

public GameObject video4; // Objeto para el quinto video

// UI de Información

public TextMeshProUGUI infoEjercicioText; // Texto que muestra el ejercicio actual

public TextMeshProUGUI infoSesionText; // Texto que muestra la sesión actual

public TextMeshProUGUI infoRepeticionText; // Texto que muestra las repeticiones actuales

// Canvas de Retroalimentación

public TextMeshProUGUI infoCorrectoText; // Texto para feedback correcto

public TextMeshProUGUI infoIncorrectoText; // Texto para feedback incorrecto

public TextMeshProUGUI infoEjercicioPanelText; // Texto para panel de ejercicio

public GameObject infoCorrectoPanel; // Panel de ejercicio correcto

public GameObject infoFinalPanel; // Panel de categoría finalizada

public GameObject EjercicioFinalizadoPanel; // Panel de ejercicio finalizado

public GameObject seriesPrefab; // Prefab del panel con texto e imagen

public Transform panelContainer; // Contenedor para instanciar prefabs

```
private List<GameObject> instantiatedPanels = new List<GameObject>(); // Lista de paneles creados
```

```
private Vector3 posicionInicial = new Vector3(-133.5f, 50.2f, 0); // Posición inicial para paneles
```

```
private float offsetY = -20f; // Desplazamiento vertical entre paneles
```

```
// Variables Controladoras
```

```
public string tipoEjercicio; // Categoría (Bolos o Arco)
```

```
public int sesionActual; // Sesión actual del ejercicio
```

```
public int ejercicioActualIndex; // Índice del ejercicio actual
```

```
private bool ejercicioEnProgreso; // Indica si hay un ejercicio en progreso
```

```
// ----- NUEVAS VARIABLES PARA SINCRONIZAR CON LOS DATOS -----
```

```
-
```

```
// Referencia al script de envío de datos (versión nueva)
```

```
public enviodedatos envioDatosScript; // Referencia al script que maneja el envío de datos
```

```
// Estructura para almacenar los datos de cada serie para cada ejercicio.
```

```
// La clave es el nombre del ejercicio y el valor es otro diccionario:
```

```
// llave: número de serie (int) – valor: datos procesados (List<List<float>> de 8 listas: pitch1, roll1, yaw1, pitch2, roll2, yaw2, emg, tiempo)
```

```
private Dictionary<string, Dictionary<int, Dictionary<int, SerieData>>>  
datosPorEjercicio = new Dictionary<string, Dictionary<int, Dictionary<int,  
SerieData>>>();
```

```
public InputField inputNota; // Campo de entrada para la nota de firebase
```

```
[System.Serializable]
```

```
public class SerieData { // Clase para almacenar datos de una serie
```

```
public List<List<float>> datos; // Estructura original usada en  
DropdownManager
```

```
public string datosJson; // Cadena JSON para enviar a Firebase
```

```
public int repeticiones; // Número de repeticiones de la serie
```

```
public SerieData(List<List<float>> datos, int repeticiones) { // Constructor de la  
clase
```

```
    this.datos = datos;
```

```
    // Serializamos exactamente la estructura recibida
```

```
    this.datosJson = Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject(datos);
```

```
    this.repeticiones = repeticiones;
```

```
}
```

```
}
```

```

void Start() // Método ejecutado al iniciar el script

{

    ejercicios = new string[] { "Péndulo", "Fortalecimiento escapular", "Rotación
externa en aducción", "Rotación externa", "Rotación interna" }; // Inicializa el array de
ejercicios

    ejercicioEnProgreso = false;      // Inicialmente no hay ejercicio en progreso

    ejercicioActualIndex = 0;         // Comienza con el primer ejercicio

    sesionActual = 1;                 // Comienza con la primera sesión


    // Suscripción al evento que dispara el script de envío de datos al finalizar la
recopilación

    if (envioDatosScript != null)

    {

        // Se asume que enviodedatos (versión nueva) tiene un evento
OnDatosProcesados de tipo Action<List<List<float>>>

        envioDatosScript.OnDatosProcesados += RecibirDatosSerie; // Suscribe al
método RecibirDatosSerie al evento

    }

}

```



```
// Guarda los valores ingresados para los ejercicios de Bolos
```

```
public void GuardarValoresBolos()
```

```
{
```

```
    int.TryParse(sesPendulo.text, out sesionesPendulo);    // Convierte el texto  
a entero para sesiones de péndulo
```

```
    int.TryParse(repPendulo.text, out repeticionesPendulo);    // Convierte el texto  
a entero para repeticiones de péndulo
```

```
    int.TryParse(sesRotacionE.text, out sesionesRotacionE);    // Convierte el texto  
a entero para sesiones de rotación escapular
```

```
    int.TryParse(repRotacionE.text, out repeticionesRotacionE);    // Convierte el  
texto a entero para repeticiones de rotación escapular
```

```
    int.TryParse(sesRotacionEFI.text, out sesionesRotacionEFI);    // Convierte el  
texto a entero para sesiones de rotación externa en abducción
```

```
    int.TryParse(repRotacionEFI.text, out repeticionesRotacionEFI);    // Convierte el  
texto a entero para repeticiones de rotación externa en abducción
```

```
    Debug.Log($"Valores guardados: {sesionesPendulo} {repeticionesPendulo}  
{sesionesRotacionE} {repeticionesRotacionE} {sesionesRotacionEFI}  
{repeticionesRotacionEFI}"); // Registra los valores
```

```
}
```

```
// Guarda los valores ingresados para los ejercicios de Arco
```

```
public void GuardarValoresArco()
```

```
{
```

```
int.TryParse(sesRotacionEA.text, out sesionesRotacionEA); // Convierte el
texto a entero para sesiones de rotación externa de arco
```

```
int.TryParse(repRotacionEA.text, out repeticionesRotacionEA); // Convierte el
texto a entero para repeticiones de rotación externa de arco
```

```
int.TryParse(sesRotacionIA.text, out sesionesRotacionIA); // Convierte el texto
a entero para sesiones de rotación interna de arco
```

```
int.TryParse(repRotacionIA.text, out repeticionesRotacionIA); // Convierte el
texto a entero para repeticiones de rotación interna de arco
```

```
Debug.Log($"Valores guardados: {sesionesRotacionEA}
{repeticionesRotacionEA} {sesionesRotacionIA} {repeticionesRotacionIA}"); //
Registra los valores
```

```
}
```

```
// Establece el tipo de ejercicio (Bolos o Arco)
```

```
public void InformacionTipoEjercicio(string ejercicioInput)
```

```
{
```

```
tipoEjercicio = ejercicioInput; // Guarda el tipo de ejercicio
```

```
}
```

```
// Inicia la secuencia de ejercicios según el tipo seleccionado
```

```
public void IniciarEjercicios()
```

```
{
```

```
LimpiarPaneles02(); // Limpia los paneles existentes

if (!ejercicioEnProgreso) // Verifica que no haya un ejercicio en progreso

{

    ejercicioEnProgreso = true; // Marca el inicio de ejercicios

    if (tipoEjercicio == "Bolos") // Si el tipo es Bolos

    {

        GuardarValoresBolos(); // Guarda los valores de los inputs

        ejercicioActualIndex = 0; // Comienza con el primer ejercicio

        sesionActual = 1; // Comienza con la primera sesión

        video0.SetActive(true); // Activa el primer video

        video4.SetActive(false); // Desactiva el video 4

        PanelAnimacionesBolos.SetActive(true); // Activa el panel de animaciones
de bolos

    }

    else // Si el tipo es Arco

    {

        GuardarValoresArco(); // Guarda los valores de los inputs

        ejercicioActualIndex = 3; // Comienza con el cuarto ejercicio (índice 3)
```

```
    sesionActual = 1; // Comienza con la primera sesión

    video4.SetActive(true); // Activa el video 4

    video0.SetActive(false); // Desactiva el primer video

    PanelAnimacionesArco.SetActive(true); // Activa el panel de animaciones
de arco

}

ActualizarEstadoUI(); // Actualiza la interfaz de usuario

InstanciarPanelSesion(sesionActual); // Crea el panel para la sesión actual

}

    activarPaneles(ejercicioActualIndex); // Activa los paneles correspondientes al
ejercicio actual

}

// Valida si se ha completado la sesión actual y maneja la transición

public void ValidarSesionCompletada()

{

    if (!ejercicioEnProgreso) // Verifica que haya un ejercicio en progreso

    {

        Debug.Log("No hay un ejercicio en progreso.");
```

```
return;
```

```
}
```

```
int totalSesiones = ObtenerTotalSesiones(ejercicioActualIndex); // Obtiene el  
total de sesiones para el ejercicio actual
```

```
if (sesionActual >= totalSesiones) // Si se ha alcanzado el total de sesiones
```

```
{
```

```
    if ((ejercicioActualIndex == 2 && tipoEjercicio == "Bolos") ||  
(ejercicioActualIndex == 4 && tipoEjercicio == "Arco")) // Si se ha completado el último  
ejercicio
```

```
{
```

```
    Debug.Log("Todos los ejercicios han sido completados!");
```

```
    infoFinalPanel.SetActive(true); // Muestra el panel de finalización
```

```
    ejercicioEnProgreso = false; // Finaliza el progreso
```

```
    return;
```

```
}
```

```
videoEjercicios(ejercicioActualIndex); // Actualiza el video según el ejercicio
```

```
LimpiarPaneles(); // Limpia los paneles existentes
```

```
infoCorrectoPanel.SetActive(false); // Oculta el panel de correcto
```

```
EjercicioFinalizadoPanel.SetActive(true); // Muestra el panel de ejercicio  
finalizado
```

```
infoEjercicioPanelText.text = $"Ejercicio {ejercicios[ejercicioActualIndex]}  
completado."; // Actualiza el texto informativo
```

```
ejercicioActualIndex++; // Avanza al siguiente ejercicio
```

```
activarPaneles(ejercicioActualIndex); // Activa los paneles para el nuevo  
ejercicio
```

```
sesionActual = 1; // Reinicia a la primera sesión
```

```
InstanciarPanelSesion(sesionActual); // Crea el panel para la nueva sesión
```

```
}
```

```
else // Si no se ha completado todas las sesiones
```

```
{
```

```
    ActivarImagenUltimoPanel(); // Activa la imagen del último panel (marca como  
completado)
```

```
    sesionActual++; // Avanza a la siguiente sesión
```

```
    Debug.Log($"Continuando ejercicio: {ejercicios[ejercicioActualIndex]} - Serie  
{sesionActual}");
```

```
    InstanciarPanelSesion(sesionActual); // Crea el panel para la nueva sesión
```

```
}
```

```
ActualizarEstadoUI(); // Actualiza la interfaz de usuario
```

```
}
```

```
// Controla qué videos se muestran según el ejercicio actual
```

```
private void videoEjercicios(int ejercicioIndex)
```

```
{
```

```
    switch (ejercicioIndex)
```

```
    {
```

```
        case 0: // Para el primer ejercicio
```

```
            video3.SetActive(false);
```

```
            video2.SetActive(false);
```

```
            video1.SetActive(true); // Activa solo el video 1
```

```
            break;
```

```
        case 1: // Para el segundo ejercicio
```

```
            video1.SetActive(false);
```

```
            video2.SetActive(true); // Activa solo el video 2
```

```
            video3.SetActive(false);
```

```
            break;
```

```
        case 3: // Para el cuarto ejercicio
```

```
        video1.SetActive(false);

        video2.SetActive(false);

        video3.SetActive(true); // Activa solo el video 3

        break;

    }

}

// Activa los paneles de animación y calibración según el ejercicio actual

private void activarPaneles(int ejercicioIndex)

{

    // Determinar qué paneles deben activarse

    GameObject panelAnimacion = null;

    GameObject panelCalibracion = null;

    switch (ejercicioIndex)

    {

        case 0: // Péndulo

            panelAnimacion = AnimacionPendulo;
```



```
panelCalibracion = CalibracionPendulo;
```

```
break;
```

```
case 1: // Fortalecimiento escapular
```

```
panelAnimacion = AnimacionRotacionE;
```

```
panelCalibracion = CalibracionFortaEscap;
```

```
break;
```

```
case 2: // Rotación externa en aducción
```

```
panelAnimacion = AnimacionRotacionEFI;
```

```
panelCalibracion = CalibracionRotaAbdExt;
```

```
break;
```

```
case 3: // Rotación externa (arco)
```

```
panelAnimacion = AnimacionRotacionEA;
```

```
panelCalibracion = CalibracionRotaExtArco;
```

```
break;
```

```
case 4: // Rotación interna (arco)
```

```
panelAnimacion = AnimacionRotacionIA;
```

```
panelCalibracion = CalibracionRotaIntArco;
```

```
break;
```

```
}
```

```
// Desactivar todos los paneles de animación y calibración
```

```
desactivarTodosPaneles();
```

```
// Verificar qué panel principal activar basado en el índice del ejercicio
```

```
if (ejercicioIndex <= 2) // Bolos (índices 0, 1, 2)
```

```
{
```

```
    PanelAnimacionesBolos.SetActive(true);
```

```
    PanelAnimacionesArco.SetActive(false);
```

```
}
```

```
else // Arco (índices 3, 4)
```

```
{
```

```
    PanelAnimacionesBolos.SetActive(false);
```

```
    PanelAnimacionesArco.SetActive(true);
```

```
}
```

```
// Activar los paneles específicos de animación y calibración
```

```
if (panelAnimacion != null) panelAnimacion.SetActive(true);

if (panelCalibracion != null) panelCalibracion.SetActive(true);

}
```

```
// Desactiva todos los paneles de animación y calibración
```

```
private void desactivarTodosPaneles()
```

```
{
```

```
// Desactivar todos los paneles de animación
```

```
AnimacionPendulo.SetActive(false);
```

```
AnimacionRotacionE.SetActive(false);
```

```
AnimacionRotacionEFI.SetActive(false);
```

```
AnimacionRotacionEA.SetActive(false);
```

```
AnimacionRotacionIA.SetActive(false);
```

```
// Desactivar todos los paneles de calibración
```

```
CalibracionPendulo.SetActive(false);
```

```
CalibracionFortaEscap.SetActive(false);
```

```
CalibracionRotaAbdExt.SetActive(false);
```

```

        CalibracionRotaExtArco.SetActive(false);

        CalibracionRotaIntArco.SetActive(false);

    }

    // Obtiene el número total de sesiones para un ejercicio dado

    private int ObtenerTotalSesiones(int ejercicioIndex)

    {

        switch (ejercicioIndex)

        {

            case 0: return sesionesPendulo;      // Sesiones para péndulo

            case 1: return sesionesRotacionE;    // Sesiones para rotación escapular

            case 2: return sesionesRotacionEFI;  // Sesiones para rotación externa en
aducción

            case 3: return sesionesRotacionEA;   // Sesiones para rotación externa de
arco

            case 4: return sesionesRotacionIA;   // Sesiones para rotación interna de
arco

            default: return 0;                   // Valor por defecto

        }

    }

```

// Obtiene el número total de repeticiones para un ejercicio dado

private int ObtenerTotalRepeticiones(int ejercicioIndex)

{

switch (ejercicioIndex)

{

case 0: return repeticionesPendulo; // Repeticiones para péndulo

case 1: return repeticionesRotacionE; // Repeticiones para rotación
escapular

case 2: return repeticionesRotacionEFI; // Repeticiones para rotación externa
en aducción

case 3: return repeticionesRotacionEA; // Repeticiones para rotación externa
de arco

case 4: return repeticionesRotacionIA; // Repeticiones para rotación interna
de arco

default: return 0; // Valor por defecto

}

}

// Actualiza la información mostrada en la interfaz de usuario

private void ActualizarEstadoUI()

```

{

    if (ejercicioEnProgreso) // Solo actualiza si hay un ejercicio en progreso

    {

        infoRepeticionText.text = $"{ObtenerTotalRepeticiones(ejercicioActualIndex)}
Repeticiones"; // Muestra las repeticiones

        infoEjercicioText.text = $"Ejercicio: {ejercicios[ejercicioActualIndex]}";
// Muestra el nombre del ejercicio

        infoSesionText.text = $"Serie: {sesionActual}"; //
Muestra la serie actual

    }

}

// Actualiza los textos en los paneles de retroalimentación

public void ActualizarEstadoPaneles()

{

    if (ejercicioEnProgreso) // Solo actualiza si hay un ejercicio en progreso

    {

        Debug.Log(ejercicios[ejercicioActualIndex]);

        infoIncorrectoText.text = $"Serie: {sesionActual} fallida del ejercicio
{ejercicios[ejercicioActualIndex]}"; // Texto para serie fallida

```

```
        infoCorrectoText.text    =    $"Serie:    {sesionActual}    del    ejercicio  
{ejercicios[ejercicioActualIndex]} realizada con éxito";    // Texto para serie exitosa
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Crea un nuevo panel para la sesión indicada
```

```
private void InstanciarPanelSesion(int numeroSesion)
```

```
{
```

```
    Vector3 nuevaPosicion = posicionInicial; // Posición inicial por defecto
```

```
    if (instantiatedPanels.Count > 0) // Si ya hay paneles, calcula la posición basada  
    en el último
```

```
{
```

```
    GameObject ultimoPanel = instantiatedPanels[instantiatedPanels.Count - 1];
```

```
    nuevaPosicion = new Vector3(ultimoPanel.transform.localPosition.x,
```

```
                                ultimoPanel.transform.localPosition.y + offsetY,
```

```
                                ultimoPanel.transform.localPosition.z);
```

```
}
```

```
    GameObject nuevoPanel = Instantiate(seriesPrefab, panelContainer);    //  
    Instancia un nuevo panel
```

```
nuevoPanel.transform.localPosition = nuevaPosicion; // Asigna la posición calculada
```

```
// Desactivar la imagen inicialmente (el indicador de completado)
```

```
Image imagenPanel = nuevoPanel.GetComponentInChildren<Image>();
```

```
if (imagenPanel != null)
```

```
{
```

```
    imagenPanel.gameObject.SetActive(false);
```

```
}
```

```
nuevoPanel.GetComponentInChildren<TextMeshProUGUI>().text = $"Serie {numeroSesion}"; // Establece el texto con el número de serie
```

```
instantiatedPanels.Add(nuevoPanel); // Añade el panel a la lista de paneles instanciados
```

```
}
```

```
// Activa la imagen del último panel para indicar que se completó
```

```
private void ActivarImagenUltimoPanel()
```

```
{
```

```
    if (instantiatedPanels.Count > 0) // Si hay paneles instanciados
```

```
{
```



```

// Limpia los paneles de sesiones

private void LimpiarPaneles()

{

    foreach (GameObject panel in instantiatedPanels)    // Para cada panel
    instanciado

    {

        Destroy(panel); // Destruye el objeto

    }

    instantiatedPanels.Clear(); // Limpia la lista de paneles

}


// ----- MÉTODO NUEVO: Recibir datos procesados de enviodedatos -----


// Obtiene el número de repeticiones configuradas para el ejercicio actual

public int GetRepeticionesActuales()

{

    int rep = 0;

    if (tipoEjercicio == "Bolos") // Si es tipo Bolos

    {

```

```

    if (ejercicioActualIndex == 0)

        int.TryParse(repPendulo.text, out rep); // Péndulo

    else if (ejercicioActualIndex == 1)

        int.TryParse(repRotacionE.text, out rep); // Rotación escapular

    else if (ejercicioActualIndex == 2)

        int.TryParse(repRotacionEFI.text, out rep); // Rotación externa en aducción
    }

    else // Si es tipo Arco

    {

        if (ejercicioActualIndex == 3)

            int.TryParse(repRotacionEA.text, out rep); // Rotación externa arco

        else if (ejercicioActualIndex == 4)

            int.TryParse(repRotacionIA.text, out rep); // Rotación interna arco

        }

    return rep; // Devuelve el número de repeticiones

}

// Obtiene el número de repeticiones para un ejercicio específico por nombre

```

```
public int GetRepeticionesPorEjercicio(string ejercicio)

{

    int rep = 0;

    if (tipoEjercicio == "Bolos") // Si es tipo Bolos

    {

        if(ejercicio.Equals("Péndulo"))

            int.TryParse(repPendulo.text, out rep); // Péndulo

        else if(ejercicio.Equals("Fortalecimiento escapular"))

            int.TryParse(repRotacionE.text, out rep); // Rotación escapular

        else if(ejercicio.Equals("Rotación externa en aducción"))

            int.TryParse(repRotacionEFI.text, out rep); // Rotación externa en aducción

    }

    else // Si es tipo Arco

    {

        if(ejercicio.Equals("Rotación externa"))

            int.TryParse(repRotacionIA.text, out rep); // Rotación externa

        else if(ejercicio.Equals("Rotación interna"))

            int.TryParse(repRotacionEA.text, out rep); // Rotación interna

    }

}
```

```

    }

    return rep; // Devuelve el número de repeticiones
}

// Recibe los datos de una serie capturada por enviodedatos

public void RecibirDatosSerie(List<List<float>> datosSerie)

{

    // Obtiene las repeticiones actuales para el ejercicio

    int repeticionesSerie = GetRepeticionesActuales();

    RegistrarSerie(datosSerie, repeticionesSerie); // Registra la serie con los datos

    // Notifica a DropdownManager para que actualice su lista

    DropdownManager dm = FindObjectOfType<DropdownManager>();

    if (dm != null)

        dm.ActualizarDropdownEjercicios();

}

// Registra una serie de datos para el ejercicio y sesión actuales

public void RegistrarSerie(List<List<float>> datosSerie, int repeticionesSerie)

```

```

{

    string ejercicioActual = ejercicios[ejercicioActualIndex]; // Obtiene el nombre del
ejercicio actual


    // Crear la entrada para el ejercicio si no existe

    if (!datosPorEjercicio.ContainsKey(ejercicioActual))

    {

        datosPorEjercicio[ejercicioActual] = new Dictionary<int, Dictionary<int,
SerieData>>();

    }


    // Crear la entrada para la sesión actual si no existe

    if (!datosPorEjercicio[ejercicioActual].ContainsKey(sesionActual))

    {

        datosPorEjercicio[ejercicioActual][sesionActual] = new Dictionary<int,
SerieData>();

    }


    // El número de serie es el conteo actual + 1

    int serieNumber = datosPorEjercicio[ejercicioActual][sesionActual].Count + 1;

```

```

        // Almacena los datos en la estructura

        datosPorEjercicio[ejercicioActual][sesionActual][serieNumber] = new
        SerieData(datosSerie, repeticionesSerie);

        Debug.Log($"Registrada serie {serieNumber} para {ejercicioActual} en sesión
        {sesionActual} con {repeticionesSerie} repeticiones.");

    }

    // Permite reintentar la última toma de datos para el ejercicio y sesión actuales

    public void ReintentarToma()

    {

        // Usamos el ejercicio actual

        string ejercicio = ejercicios[ejercicioActualIndex];

        // Verificamos que exista la entrada para este ejercicio y la sesión actual

        if (datosPorEjercicio.ContainsKey(ejercicio) &&
        datosPorEjercicio[ejercicio].ContainsKey(sesionActual))

        {

            // Buscamos la última toma registrada en esa sesión

            int ultimaToma = 0;

```

```
foreach (var key in datosPorEjercicio[ejercicio][sesionActual].Keys)

{

    if (key > ultimaToma)

        ultimaToma = key; // Encuentra la clave más alta (última toma)

}


if (ultimaToma > 0)

{

    // Elimina la última toma para permitir un reintento

    datosPorEjercicio[ejercicio][sesionActual].Remove(ultimaToma);

    Debug.Log($"Se eliminó la toma {ultimaToma} del ejercicio {ejercicio} en la
serie {sesionActual} para reintento.");

}

else

{

    Debug.Log("No se encontró ninguna toma para reintentar.");

}

}
```



```

else

{

    Debug.Log("No se encontró la información del ejercicio o de la serie actual
para reintentar.");

}

}

// Método que reorganiza los datos de los ejercicios para facilitar su uso en otras
partes de la aplicación

public Dictionary<string, Dictionary<int, List<List<float>>>>
ObtenerDatosPorEjercicio()

{

    // Creamos un diccionario donde:

    // - La clave es el nombre del ejercicio

    // - El valor es otro diccionario donde la clave es un ID de serie y el valor son los
datos de esa serie

    var result = new Dictionary<string, Dictionary<int, List<List<float>>>>();

    // Iteramos por cada ejercicio almacenado en la estructura datosPorEjercicio

    foreach (var ejercicioEntry in datosPorEjercicio)

    {

```

```
string ejercicio = ejercicioEntry.Key;
```

```
// Creamos un diccionario para almacenar todas las series de este ejercicio  
con un nuevo contador
```

```
var seriesCombinadas = new Dictionary<int, List<List<float>>>();
```

```
int contadorSerie = 1; // Inicializamos un contador para asignar IDs únicos a  
las series
```

```
// Iteramos por cada sesión de este ejercicio
```

```
foreach (var sesionEntry in ejercicioEntry.Value)
```

```
{
```

```
    // Iteramos por cada serie dentro de la sesión actual
```

```
    foreach (var serieEntry in sesionEntry.Value)
```

```
    {
```

```
        // Verificamos que no haya IDs duplicados incrementando el contador si  
es necesario
```

```
        while (seriesCombinadas.ContainsKey(contadorSerie))
```

```
        {
```

```
            contadorSerie++;
```

```
        }
```

```

        // Añadimos la serie con su nuevo ID al diccionario de series combinadas

        // Copiamos los datos de la serie desde la propiedad "datos"

        seriesCombinadas[contadorSerie] = new
List<List<float>>(serieEntry.Value.datos);

        contadorSerie++;

    }

}

// Añadimos el ejercicio con todas sus series combinadas al diccionario final

result.Add(ejercicio, seriesCombinadas);

}

// Devolvemos el diccionario con todos los ejercicios y sus series reorganizadas

return result;

}

// Método que prepara todos los datos de la sesión en el formato adecuado para
su almacenamiento en Firebase

public Dictionary<string, object> ObtenerDatosSesionCompletaParaFirebase()

{

    // Diccionario principal que contendrá toda la información de la sesión

    Dictionary<string, object> result = new Dictionary<string, object>();

```

```

// Añadimos los metadatos generales de la sesión

result.Add("fecha", DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")); // Fecha
y hora actual como timestamp

result.Add("nota", inputNota.text); // Nota del usuario sobre la sesión

result.Add("tipoJuego", tipoEjercicio); // Tipo de ejercicio o juego realizado


// Diccionario para almacenar todos los ejercicios de la sesión

Dictionary<string, object> ejerciciosDict = new Dictionary<string, object>();


// Recorremos cada ejercicio registrado en la estructura de datos

foreach (var ejercicioEntry in datosPorEjercicio)

{

    string ejercicio = ejercicioEntry.Key; // Nombre del ejercicio


    Dictionary<string, object> seriesDict = new Dictionary<string, object>(); //
Diccionario para las series de este ejercicio


    // Recorremos cada sesión de este ejercicio (que representa conjuntos de
series)

    foreach (var sesionEntry in ejercicioEntry.Value)

    {

```

```

// Para cada sesión, recorremos sus series ordenadas por su clave

foreach (var serieEntry in sesionEntry.Value.OrderBy(kvp => kvp.Key))

{

    // Generamos una clave única para esta serie basada en el número de
sesión

    string serieKey = $"Serie {sesionEntry.Key}";


    // Creamos un diccionario con los datos de la serie

    Dictionary<string, object> serieData = new Dictionary<string, object>

    {

        // Usamos datosJson que ya contiene los datos serializados

        { "datos", serieEntry.Value.datosJson },

        // Añadimos el número de repeticiones realizadas

        { "repeticiones", serieEntry.Value.repeticiones }

    };


    // Añadimos la serie al diccionario de series de este ejercicio

    seriesDict.Add(serieKey, serieData);

}

```

```

    }

    // Solo añadimos el ejercicio si tiene al menos una serie registrada

    if (seriesDict.Count > 0)

    {

        // Estructuramos los datos del ejercicio con sus series

        ejerciciosDict.Add(ejercicio, new Dictionary<string, object> { { "series",
seriesDict } });

    }

}

// Añadimos todos los ejercicios al resultado final

result.Add("ejercicios", ejerciciosDict);

return result; // Devolvemos el diccionario completo listo para Firebase

}

// Método que gestiona el proceso de guardar toda la sesión en la base de datos
Firebase

public void GuardarSesionCompletaEnFirebase()

{

    // Buscamos el componente FirebaseManager en la escena

```

```
FirebaseManager fbManager = FindObjectOfType<FirebaseManager>();

// Verificamos que se haya encontrado el componente

if (fbManager != null)

{

    // Obtenemos los datos formateados para Firebase

    Dictionary<string, object> datosParaFirebase =
ObtenerDatosSesionCompletaParaFirebase();

    // Llamamos al método del FirebaseManager para almacenar los datos

    fbManager.AlmacenarSesionFirebase(datosParaFirebase);

    // Registramos en el log que la operación fue exitosa

    Debug.Log("Sesión completa guardada en Firebase.");

    // Nota: Aquí hay un comentario sobre la posibilidad de limpiar la estructura

    // después de guardar, pero está comentado para que no se ejecute

    // datosPorEjercicio.Clear();
```

```
}  
  
else  
  
{  
  
    // Si no se encuentra el FirebaseManager, registramos un error  
  
    Debug.LogError("FirebaseManager no encontrado en la escena.");  
  
}  
  
}  
  
}
```